■光線治療器用カーボン (1箱10本入)



· No1(白) 総合光線

(赤外線・紫外線・可視光線がほぼ3等分ずつ含まれる標準光線です。 一般的に各科の疾患に最も多く用いられます。)

· No2(赤) 赤外線

(赤外線が多く鎮痛・消炎・解毒・循環促進等に用いられます。紫外線が少なく、 皮膚にする刺激が少ないので皮膚があれません。)

No3(紫) 紫外線

(紫外線が多いので、殺菌・化骨に成果があり、刺激が強ため、 始めの1、2回だけにします。人によっては、照射後皮膚がヒリヒリすることが あります。)

No4(黄) 可視光線

(可視光線量が多く強い黄色光です。特に深部作用、新陳代謝、消炎、硬結吸収等の作用があります。)

No5(黒) スーパー

(他に比べ、熱量が20%多く、遠赤外線、キノノリスを含んでいるので、 熱の皮下浸透度が高いです。)